

# ASTODIA®

## DIAFANOGRAFIALAITE TRANSILLUMINAATIOON


ASTODIA-diafanografialaite helpottaa kudoksen paikallistamista turvallista punkteerausta varten. ASTODIAN avulla on myös helpompi paikallistaa syvemmällä ihon pintakerroksen alla olevat ilma- tai nestetäyteiset rakenteet (esim. ilmarinta, vesikives).

ASTODIA soveltuu erityisesti pediatriaan ja ennen kaikkea vauvojen ja vastasyntyneiden tutkimiseen. Sen avulla valtimo- ja laskimokudosten paikallistaminen punkteerausta varten onnistuu helposti.

ASTODIA:ssa on yksi oranssi ja yksi punainen tehokas LED-valo, joiden kirkkautta voidaan säätää. Oranssilla valolla saadaan erityisen hyvin esiin kontrastit, ja punaisella valolla nähdään syvemmälle kudokseen. Tästä apua myös ilmarinnan tai vesikiveksen diagnosoinnissa.

ASTODIA tuo transilluminaation rutiininomaiseksi osaksi vaikeiden verisuonitilojen hoitoa.

Sterilisti pakattu ASTODIA soveltuu myös erilaisiin toimenpiteisiin, kuten katetrien asettamiseen.



### Käyttöosat



DIA120



DIA130



DIA100

### Nimike

**ASTODIA DIA100**  
Täydellinen, osat:

1 kpl ohjauslaite, DIA120  
1 kpl käsikappale, DIA130  
1 kpl laturi DIA140

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36  
70597 Stuttgart  
Germany

Tel: +49 (0) 711 72067-0  
Fax: +49 (0) 711 72067-57

www.stihlerelectronic.de  
E-mail: info@stihlerelectronic.de



© STIHLER ELECTRONIC GMBH  
Technical modifications reserved  
Rev. 01, 02/2018

**STIHLER ELECTRONIC**

High quality products for the medical field