

# ASTODIA®

## DIAFANOSKOP FÖR GENOMLYSNING

Diafanoskopet ASTODIA möjliggör enkel vaskulär sökning för säker punktering. ASTODIA gör det även möjligt att påvisa luft- eller vätskefyllda strukturer djupare under huden (t.ex. pneumothorax, hydrocele).

ASTODIA är särskilt lämpat för användning inom pediatriken, främst för tidigt födda och nyfödda barn. På så sätt presenteras venösa och arteriella kärl på extremiteterna mycket tydligt för punktering.

ASTODIA har en orangefärgad och en röd högeffekts-LED med reglering av ljusstyrkan. Med det orangefärgade ljuset uppnås en särskilt bra kontrast och med det röda ljuset ökar man inträngningsdjupet i vävnaden. Detta är även en fördel vid diagnos av pneumothorax eller hydrocele.

ASTODIAs perfekta tillämpning gör genomlysningen till rutinmässig tillämpning vid svåra kärlförhållanden.

Sterilt förpackade ASTODIA är även lämpligt för procedurer som applicering av centrala katetrar.



### Användardelar



DIA120



DIA130



DIA100

### Beteckning

**ASTODIA DIA100**  
komplett bestående av:

- 1 st. styrenhet DIA120
- 1 st. handstycke DIA130
- 1 st. laddare DIA140

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36  
70597 Stuttgart  
Germany

Tel: +49 (0) 711 72067-0  
Fax: +49 (0) 711 72067-57

www.stihlerelectronic.de  
E-mail: info@stihlerelectronic.de



© STIHLER ELECTRONIC GMBH  
Technical modifications reserved  
Rev. 01, 02/2018

**STIHLER ELECTRONIC**

High quality products for the medical field