


ASTOPAD™ SOF



COUSSIN CHAUFFANT

Les ASTOPAD™ SOF sont les uniques coussins de table d'opération à base de mousse viscoélastique comprenant un élément chauffant intégré.

La mousse viscoélastique est combinée à une base en mousse dynamique pour une prophylaxie décubitale ultime sur la table d'opération. L'élément chauffant intégré au-dessus des coussins pour table d'opération offre une chaleur parfaite aux patients pour éviter l'hypothermie. Idéalement, les nouvelles tables d'opération peuvent être directement équipées des parties appliquées ASTOPAD™ SOF au niveau du dossier ou sur toute la surface de la table d'opération. Les parties appliquées ASTOPAD™ SOF sont produites individuellement selon les besoins du client pour s'adapter parfaitement aux dimensions des tables d'opération.

RÉCHAUFFEMENT DU PATIENT DE MANIÈRE DURABLE.



L'ASTOPAD™ ne nécessite l'utilisation d'aucun produit jetable et peut être nettoyé avec un désinfectant approuvé par l'hôpital.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Conception sûre et fiable avec 8 capteurs de température.



Le système ASTOPAD™ peut être utilisé avec des instruments chirurgicaux HF.



Différentes tailles sont disponibles pour s'adapter à toutes les tables d'opération du marché.



Fonctionnement silencieux pour minimiser les distractions dans la salle d'opération.



Du sur-mesure pour s'adapter à toutes les tables d'opération du marché.



Meilleure prophylaxie décubitale possible avec jusqu'à 10 cm de hauteur de mousse.




Disponible sous forme de dossier-coussin ou matelas pour toute la table.



Utilisation modulaire avec COV possible.

Conçu pour assurer la sécurité des patients



INFORMATIONS DE COMMANDE :

N° CAT.	DESCRIPTION	TENSION / QUANTITÉ
COUSSINS CHAUFFANTS RÉSISTIFS		
SOF7	coussin chauffant ASTOPAD™ (600-800 mm x 450-600 mm x 40-100 mm) *	chaque
SOF4	coussin chauffant ASTOPAD™ (810-1300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) *	chaque
SOF5	coussin chauffant ASTOPAD™ (1310-1700mm x 480-600 mm x 40-100 mm) * <small>* Dossier chauffé anti-stress antistatique pour table d'opération. Les dimensions sont adaptées individuellement, pour convenir à toutes les tables d'opération. Tous les dossiers sont disponibles en option avec une découpe sacrale.</small>	chaque
SOF2	coussin chauffant ASTOPAD™ (1710-2300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) ** <small>** Matelas chauffé anti-stress antistatique pour table d'opération. Les dimensions sont adaptées de manière individuelle à la table d'opération.</small>	chaque
DUO310	Unité de commande	100V - 240V, 50-60Hz

