


# ASTOPAD™ SOF



## IMBOTTITURA RISCALDANTE

ASTOPAD™ SOF è una speciale imbottitura in schiuma viscoelastica per tavolo operatorio che integra un elemento riscaldante.

La schiuma viscoelastica si combina con una base in schiuma dinamica che garantisce una profilassi antidecubito ottimale sul tavolo operatorio. L'elemento riscaldante integrato nella parte superiore dell'imbottitura riscalda il paziente e ne previene l'ipotermia. ASTOPAD™ SOF si può integrare direttamente nei tavoli operatori nuovi per riscaldare lo schienale o l'intera superficie del tavolo. Le parti applicate di ASTOPAD™ SOF sono prodotte su misura in base alle esigenze del cliente per adattarsi alla perfezione alle misure del tavolo operatorio.

## RISCALDAMENTO DEL PAZIENTE E SOSTENIBILITÀ



ASTOPAD™ non contiene componenti monouso e si può pulire con un normale disinfettante per uso ospedaliero.

## FUNZIONALITÀ E VANTAGGI



Design sicuro e affidabile con 8 sensori di temperatura.



Il sistema ASTOPAD™ è compatibile con gli strumenti chirurgici ad alta frequenza.



È disponibile in diverse misure per adattarsi alla maggior parte dei tavoli operatori.



È silenzioso per ridurre al minimo le fonti di distrazione in sala operatoria.



Prodotto su misura per adattarsi alla maggior parte dei tavoli operatori.



La migliore profilassi antidecubito grazie allo strato di schiuma spesso 10 cm.




Disponibile come imbottitura per lo schienale o come materasso per l'intera superficie del tavolo.



È possibile l'impiego modulare con le coperte COV.

# Progettato pensando alla sicurezza del paziente

Technology to the next degree™



## INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE:

COD. ART.	DESCRIZIONE	TENSIONE/QUANTITÀ
<b>IMBOTTITURE RISCALDANTI RESISTIVE</b>		
SOF7	ASTOPAD™ imbottitura riscaldante (600-800 mm x 450-600 mm x 40-100 mm) *	ciascuna
SOF4	ASTOPAD™ imbottitura riscaldante (810-1300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) *	ciascuna
SOF5	ASTOPAD™ imbottitura riscaldante (1310-1700 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) * <i>* schienale riscaldato, antistatico, con scarico della pressione per tavoli operatori. Dimensioni su misura per adattarsi a qualsiasi tavolo operatorio. Tutti gli schienali sono disponibili su richiesta con sagomatura nella zona sacrale.</i>	ciascuna
SOF2	ASTOPAD™ imbottitura riscaldante (1710-2300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm)** <i>** materasso riscaldato, antistatico, con scarico della pressione per tavolo operatorio. Misure adattabili a qualsiasi tavolo operatorio.</i>	ciascuna
DUO310	Unità di controllo	100 V-240 V, 50-60 Hz

