

ASTODIA®

DIAFANOSCOOP VOOR TRANSILLUMINATIE


De diafanoscoop ASTODIA maakt het op eenvoudige wijze mogelijk vaten te zoeken om veilig te punteren. Daarnaast kunnen met de ASTODIA dieper onder het huidoppervlak gelegen, met lucht of vloeistof gevulde structuren worden aangetoond (bijv. pneumothorax, hydrocele).

De ASTODIA is bijzonder geschikt voor gebruik in de pediatrie, met name bij vroeg- en pasgeboren baby's. Zo kunnen te punteren veneuze en arteriële vaten in de extremiteiten zeer goed worden weergegeven.

ASTODIA beschikt over een oranje- en een rode led met hoog vermogen en helderheidsregeling. Met het oranje- en rode licht kunnen bijzonder goed contrasten worden bereikt en met het rode licht verhoogt men de binnendringdiepte in het weefsel. Dit is ook gunstig voor de diagnose van pneumothorax of hydroceles.

De perfecte toepassing van de ASTODIA maakt van transilluminatie de routinematige toepassing bij moeilijke vatsituaties.

Steriel verpakt is de ASTODIA ook geschikt voor procedures zoals het aanleggen van centrale katheters.



Toepassingsdelen



DIA120



DIA130



DIA100

Naam

ASTODIA DIA100

Bestaat volledig verpakt uit:

- 1 stuurapparaat DIA120
- 1 handstuk DIA130
- 1 lader DIA140

Stihler Electronic GmbH
Julius-Hoelder-Strasse 36
70597 Stuttgart
Germany

Tel: +49 (0) 711 72067-0
Fax: +49 (0) 711 72067-57

www.stihlerelectronic.de
E-mail: info@stihlerelectronic.de



© STIHLER ELECTRONIC GMBH
Technical modifications reserved
Rev. 01, 02/2018

STIHLER ELECTRONIC

High quality products for the medical field