


ASTOPAD™ SOF



BEHEIZTES TISCHPOLSTER

ASTOPAD™ SOF sind einzigartige OP-Tischpolster aus viskoelastischem Schaum mit integriertem Heizelement. Der viskoelastische Schaum ist mit einer dynamischen Schaumbasis kombiniert und bietet so höchste Dekubitusprophylaxe am OP-Tisch. Das oben in den OP-Tischpolstern integrierte Heizelement liefert die perfekte Wärme für Patienten, um Hypothermie zu vermeiden. Neue OP-Tische können vorzugsweise direkt mit den ASTOPAD™ SOF Anwendungsteilen für das Rückenpolster oder die gesamte OP-Tischfläche ausgestattet werden. Die Anwendungsteile des ASTOPAD™ SOF werden individuell nach Kundenanforderungen gefertigt, damit sie perfekt zu den Größenangaben der OP-Tische passen.

PATIENTENERWÄRMUNG IM SINNE DER NACHHALTIGKEIT.



ASTOPAD™ benötigt für seinen Betrieb kein Einwegmaterial und kann mit krankenhausblichen Desinfektionsmitteln abgewischt werden.

MERKMALE & VORTEILE



Sichere und zuverlässige Konstruktion mit 8 Temperatursensoren.



Das ASTOPAD™-System kann zusammen mit HF-Chirurgiegeräten verwendet werden.



Es sind verschiedene Größen für alle marktrelevanten OP-Tische erhältlich.



Geräuschloser Betrieb für möglichst wenig Ablenkung im OP.



Maßgefertigt für alle marktrelevanten OP-Tische.



Bestmögliche Dekubitusprophylaxe mit einer Schaumstoffdicke von bis zu 10 cm.




Als Rückenpolster oder Matratze für den gesamten Tisch erhältlich.



Modularer Einsatz mit COV möglich.

Auf Patientensicherheit ausgelegt



BESTELLANGABEN:

KAT.-NR.	BESCHREIBUNG	SPANNUNG / MENGE
TISCHPOLSTER MIT WIDERSTANDSHEIZUNG		
SOF7	ASTOPAD™ Polster, beheizt, (600 – 800 mm x 450 – 600 mm x 40 – 100 mm) *	pro Stück
SOF4	ASTOPAD™ Polster, beheizt, (810 – 1300 mm x 480 – 600 mm x 40 – 100 mm) *	pro Stück
SOF5	ASTOPAD™ Polster, beheizt, (1310 – 1700 mm x 480 – 600 mm x 40 – 100 mm) * <small>* Beheiztes, druckentlastendes Rückenpolster für OP-Tische, antistatisch. Die Maße werden individuell angepasst, sodass sie für alle OP-Tische geeignet sind. Alle Rückenpolster sind auf Wunsch mit Sakral-Ausschnitt verfügbar.</small>	pro Stück
SOF2	ASTOPAD™ Polster, beheizt, (1710 – 2300 mm x 480 – 600 mm x 40 – 100 mm) ** <small>** Beheizte und druckentlastende OP-Tischmatratze, antistatisch. Maße werden individuell an den OP-Tisch angepasst.</small>	pro Stück
DUO310	Steuergerät	100 V – 240 V, 50 – 60 Hz

