


ASTOPAD™ ROE



DEN UNIKA UPPVÄRMDA MADRASSEN - ARTEFAKTFRI UNDER RÖNTGEN.

De applicerade ASTOPAD™ ROE-delarna värmer patienter i områden känsliga för röntgenartefakter. De uppvärmda madrasserna ASTOPAD™ ROE är utformade för att ge 100 % artefaktfri patientpositionering under röntgenapplikationer i Cath-Labs, angiografi och andra hybrida operationsområden. En unik sensorzon utanför patientens positionsområde används för att kontrollera temperaturen för ASTOPAD™ ROE, samtidigt som patientens säkerhet upprätthålls. Viskoelastiskt skum i kombination med det överlägsna kolfibervärmeelementet bygger upp den perfekta operationsbordsmadrassen som ger ultimata komfort och värme för patienten och är lämplig för alla rutinmässiga och akuta ingrepp. ASTOPAD™ finns med en tjocklek på 4 cm och 8 cm som ROE4 och ROE8. De uppvärmda madrasserna är skräddarsydda för perfekt passform till de flesta vanliga operationsbord. ASTOPAD™ ROE 4 och ROE 8 kontrolleras av kontrollenheten ASTOPAD™ DUO310 som kan monteras antingen på ett IV-stativ eller direkt på en medicinsk skena.

PATIENTUPPVÄRMNING MED HÅLLBARHET.



ASTOPAD™ kräver inga engångsartiklar vid användning och kan torkas av med sjukhusgodkänt desinfektionsmedel.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Säker och pålitlig utformning med sensorzon.



ASTOPAD™-systemet kan användas tillsammans med kirurgiska HF-instrument.




Olika storlekar tillgängliga för att passa alla marknadsrelevanta operationsbord.



Tyst drift för att minimera distraktioner i operationssalen.

Utformad för
att säkerställa
patientsäkerhet



1 PATIENTZON:

- Dekubitusprofylax
- Ger värme
- Röntgentransparent och artefaktfri

2 SENSORZON:

Reglerar temperaturen på madrassen genom att simulera patienten för full noggrannhet och säkerhet.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG:

KAT.NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING/KVANTITET
RESISTIV UPPVÄRMNINGSENHET		
DUO310	Kontrollenhet	100 V - 240 V, 50-60 Hz
RESISTIV UPPVÄRMNAD MADRASS		
ROE4	ASTOPAD™ uppvärmd madrass - tjocklek 40 mm anpassad längd 2 200-3 000 mm	vardera
ROE8	ASTOPAD™ uppvärmd madrass - tjocklek 80 mm anpassad längd 2 200-3 000 mm	vardera

