


# ASTOFLO® PLUS eco

## Blod- och infusionsvärmare

ASTOFLO PLUS ECO är det universella värmeaggregatet för alla infusioner och blodprodukter för operationer inom intensivvården och på alla andra medicinska avdelningar.

I den elektriskt uppvärmda värmeprofilen värms alla medicinska vätskor – utan någon speciell insats – i infusionsaggregatet och hålls varma ända fram till patientkanylen.



# ASTOFLO® PLUS eco

## Blod- och infusionsvärmare


Det enklaste och mest ekonomiska sättet att effektivt värma alla infusioner och transfusioner!

- Den elektriskt uppvärmda värmeprofilen med inbyggda temperatur - sensorer garanterar bästa uppvärmning och högsta säkerhet tack vare den flödesberoende regleringen.
- På väg till patienten aktiveras vätskan med torrflödesmetoden och värms upp fram till patientkanylen. Förvärmade lösningar hålls varma även vid stora flöden fram till patienten.
- För skilda medicinska krav finns två olika värme profiler.
- Profil WP31 / WP32
  - För alla standard infusions- och kirurgiinstrument med cirka 4 mm ytterdiameter, vid operation, på intensivvårdsavdelningar och vanliga avdelningar.
  - Vid dialys och hemofiltrering, för uppvärmning av blodreturledningen.
  - Profil WP31/WP32 finns i längderna 180 och 240 cm.
- Profil WP33 / WP34
  - För alla medicinska tillämpningar som profil WP31/WP32, där instrument med cirka 6 - 7 mm ytterdiameter används.
  - Profil WP33/WP34 finns i längderna 180 och 240 cm.
- Beställningsuppgifter  
ASTOFLO PLUS ECO-värmare  
Best.nr.: AFP300 - Anslutningskabel till värmeprofil 40 cm  
Best.nr.: AFT302 - Anslutningskabel till värmeprofil 80 cm

### Nödvändiga tillbehör för driften: 1 utbytbar profil

- Profil WP31/WP32 (blå) för standardaggregat med 4 - 5 mm ytterdiameter  
Längd 180 cm Best.nr.: WP31  
Längd 240 cm Best.nr.: WP32
- Profil WP33/WP34 (grå) för aggregat med 6 - 7 mm ytterdiameter  
Längd 180 cm Best.nr.: WP33  
Längd 240 cm Best.nr.: WP34

Auktoriserad återförsäljare



CLASSIFIED  
UL US  
MEDICAL ELECTRICAL  
EQUIPMENT  
UL 60601-1 AND  
CAN/CSA C22.2 601.1  
75JA



## STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH

Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany  
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757  
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de