


ASTOPAD™ SOF



VERWARMEND KUSSEN

ASTOPAD™ SOF zijn de unieke kussens voor op de operatietafel op basis van visco-elastisch schuim met een geïntegreerd verwarmingselement. Het visco-elastische schuim wordt gecombineerd met een dynamische schuimbasis voor ultieme decubitusprofyaxe op de operatietafel. Het geïntegreerde verwarmingselement bovenop de operatietafelkussens zorgt voor een perfecte warmte voor de patiënten om onderkoeling te voorkomen. Idealiter kunnen nieuwe operatietafels direct worden uitgerust met ASTOPAD™ SOF toegepaste onderdelen voor de rugleuning of het gehele oppervlak van de operatietafel. De ASTOPAD™ SOF toegepaste onderdelen worden individueel geproduceerd volgens de behoeften van de klant om perfect te passen binnen de maatspecificaties van operatietafels.

PATIËNT DUURZAAM OPWARMEN.



ASTOPAD™ vereist geen wegwerpartikelen bij het gebruik en kan worden afgeveegd met een voor ziekenhuizen goedgekeurd ontsmettingsmiddel.

KENMERKEN & VOORDELEN



Veilig en betrouwbaar ontwerp met 8 temperatuursensoren.



Het ASTOPAD™-systeem kan samen met HF-chirurgische instrumenten worden gebruikt.



Verschillende maten beschikbaar voor alle marktrelevante OK-tafels.



Stille werking om afleiding in de operatiekamer tot een minimum te beperken.



Op maat gemaakt voor alle marktrelevante OK-tafels.



Best mogelijke decubitusprofyaxe met schuimhoogte tot 10 cm.




Verkrijgbaar als rugleuning-kussen of matras voor de hele tafel.



Modulair gebruik samen met COV mogelijk.

Ontworpen om de veiligheid van de patiënt te garanderen

Technology to the next degree™



BESTELINFORMATIE:

CAT.NR.	BESCHRIJVING	SPANNING / HOEVEELHEID
RESISTIEF VERWARMENDE KUSSENS		
SOF7	ASTOPAD™ verwarmend kussen (600-800 mm x 450-600 mm x 40-100 mm) *	elk
SOF4	ASTOPAD™ verwarmend kussen (810-1300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) *	elk
SOF5	ASTOPAD™ verwarmend kussen (1310-1700mm x 480-600 mm x 40-100 mm) * <small>* Verwarmde, drukverlagende rugleuning voor operatietafels, antistatisch. De afmetingen zijn individueel aangepast, zodat het voor alle operatietafels geschikt is. Alle rugleuningen zijn optioneel verkrijgbaar met een sacrale uitsparing.</small>	elk
SOF2	ASTOPAD™ verwarmend kussen (1710-2300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) ** <small>** Verwarmd, drukverlagend operatietafelmatras, antistatisch. De afmetingen zijn individueel aangepast aan de operatietafel.</small>	elk
DUO310	Besturingseenheid	100 V - 240 V, 50-60 Hz

