


ASTOPAD™ SOF



LÄMPÖTYÖNY

ASTOPAD™ SOF -tyyny ovat ainutlaatuisia viskoelastisia vaahtomuovipohjaisia leikkauspöydän tyynyjä, joissa on integroitu lämmityselementti.

Viskoelastinen vaahtomuovi yhdessä dynaamisen vaahtomuovipohjan kanssa ehkäisee painehaavoja leikkauspöydällä tehokkaasti. Leikkauspöydän tyynyjen päälliosaan integroitu lämmityselementti lämmittää potilaita juuri sopivasti ja ehkäisee hypotermiaa. Parhaassa tapauksessa uusien leikkauspöytien selkätukityyny tai koko pinta voidaan varustaa suoraan ASTOPAD™ SOF -potilasosilla. ASTOPAD™ SOF -potilasosat valmistetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan, jotta ne sopivat täydellisesti leikkauspöytiin.

POTILAAN KESTÄVÄÄ LÄMMITYSTÄ.



ASTOPAD™-patjan käytössä ei tarvita kertakäyttötarvikkeita, ja sen voi pyyhkiä sairaalan hyväksymällä desinfiointiaineella.

OMINAISUUDET JA EDUT



Turvallinen ja luotettava muotoilu, sisältää 8 lämpötilanturia.



ASTOPAD™-järjestelmää voi käyttää suurtaajuusleikkausinstrumenttien kanssa.



Saatavana eri kokoja kaikkiin markkinoilla oleviin leikkauspöytiin.



Hiljainen toiminta minimoi häiriöt leikkaussalissa.



Valmistetaan tilauksesta kaikkiin markkinoilla oleviin leikkauspöytiin.



Optimaalinen painehaavojen ehkäisy jopa 10 cm korkean vaahtomuovin avulla.




Saatavana selkätukityynynä tai koko pöydän peittävänä patjana.



Voidaan käyttää modulaarisesti yhdessä COV:n kanssa.

Suunniteltu varmistamaan potilasturvallisuus

Technology to the next degree™



TILAUSTIEDOT:

LUETT.NRO	KUVAUS	JÄNNITE/MÄÄRÄ
VASTUKSELLISET LÄMPÖTYNYT		
SOF7	ASTOPAD™-lämpötyyny (600–800 mm x 450–600 mm x 40–100 mm) *	kappale
SOF4	ASTOPAD™-lämpötyyny (810–1 300 mm x 480–600 mm x 40–100 mm) *	kappale
SOF5	ASTOPAD™-lämpötyyny (1 310–1 700 mm x 480–600 mm x 40–100 mm) * <small>* Lämmitetty, painetta lievittävä selkätkätki leikkauspöytiin, antistaattinen. Mitat mukautetaan yksilöllisesti, joten se sopii kaikkiin leikkauspöytiin. Kaikki selkätkätket valinnaisesti saatavana ristiluun kohdalta aukollisena mallina.</small>	kappale
SOF2	ASTOPAD™-lämpötyyny (1 710–2 300 mm x 480–600 mm x 40–100 mm) ** <small>** Lämmitetty, painetta lievittävä leikkauspöydän patja, antistaattinen. Mitat mukautetaan yksilöllisesti leikkauspöydään.</small>	kappale
DUO310	Ohjausyksikkö	100–240 V, 50–60 Hz

