


ASTOPAD™ SOF



UPPVÄRMNINGSKUDE

ASTOPAD™ SOF är de unika viskoelastiska skumbaserade operationsbordsdynorna med ett integrerat värmeelement. Det viskoelastiska skummet kombineras med en dynamisk skumbas för ultimata dekubitusprofylax på operationsbordet. Det integrerade värmeelementet ovanpå operationsbordsdynorna ger perfekt värme för patienterna för att förhindra hypotermi. Nya operationsbord kan utrustas direkt med applicerade ASTOPAD™ SOF-delar för ryggstödsplattan eller hela operationsbordets yta. De applicerade ASTOPAD™ SOF-delarna tillverkas individuellt enligt kundens behov för att passa perfekt inom storleksspecifikationerna för operationsbord.

PATIENTUPPVÄRMNING MED HÅLLBARHET.



ASTOPAD™ kräver inga engångsartiklar vid användning och kan torkas av med sjukhusgodkänt desinfektionsmedel.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Säker och pålitlig utformning med 8 temperatursensorer.



ASTOPAD™-systemet kan användas tillsammans med kirurgiska HF-instrument.



Olika storlekar tillgängliga för att passa alla marknadsrelevanta operationsbord.



Tyst drift för att minimera distraktioner i operationssalen.



Skräddarsydd för att passa alla marknadsrelevanta operationsbord.



Bästa möjliga dekubitusprofylax med skumhöjd upp till 10 cm.




Finns som ryggstöds kudde eller madrass för hela bordet.



Modulär användning tillsammans med COV möjlig.

Utformad för att säkerställa patientsäkerhet

Teknik till nästa grad™



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG:

KAT.NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING/KVANTITET
RESISTIVA UPPVÄRMNINGSKUDDAR		
SOF7	ASTOPAD™ uppvärmningskudde (600-800 mm x 450-600 mm x 40-100 mm) *	vardera
SOF4	ASTOPAD™ uppvärmningskudde (810-1 300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) *	vardera
SOF5	ASTOPAD™ uppvärmningskudde (1 310-1 700 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) * <small>* Uppvärmad tryckavlastande ryggestöd för operationsbord, antistatiskt. Måtten anpassas individuellt, så att den passar alla operationsbord. Alla ryggestöd finns med sakral urskärning som tillval.</small>	vardera
SOF2	ASTOPAD™ uppvärmningskudde (1 710-2 300 mm x 480-600 mm x 40-100 mm) ** <small>** Uppvärmad tryckavlastande operationsbordsmadrass, antistatiskt. Måtten anpassas individuellt till operationsbordet.</small>	vardera
DUO310	Kontrollenhet	100 V - 240 V, 50-60 Hz

