

# ASTOFLO® PLUS eco

## Kan ve İnfüzyon Isıtıcı

ASTOFLO PLUS ECO ameliyathane, yoğun bakım ve tüm diğer tıbbi birimler için tüm infüzyon ve kan ürünlerine yönelik çok amaçlı bir ısıtma cihazıdır.

Tüm tıbbi sıvılar, standart infüzyon setinin elektrikli ısıtma profilinden geçirilmesiyle hastada takılı kanüle kadar-tek kullanımlık özel ısıtma setlerine ihtiyaç duymaksızın-ısıtılabilir.

Mikroişlemci kontrollü ısıtıcı

Gerçek ve ayarlanan ısı göstergeleri için dijital ekran

Isıtma Profiline Bağlantı Kablosu

Hasta Bağlantısı

Tıbbi sıvılar veya kan için standart set

Isıtma profili için 33 °C ile 43 °C arasında seçilebilir sıcaklık aralığı

İnfüzyon setinin ısıtma profiline bağlantı aparatı

2 sensörle kontrol edilen ve 4-5 mm veya 6 - 7 mm çaplı infüzyon hortum seçenekleri için değiştirilebilir elektrikli ısıtma profili

Hastaya kadar optimum ısı iletimi

STIHLER ELECTRONIC

# ASTOFLO® PLUS eco

## Kan ve İnfüzyon Isıtıcı

Tüm infüzyon ve transfüzyonların etkin şekilde ısıtılması için en kolay ve en uygun maliyetli yöntem

- Isı sensörleri entegre edilmiş elektrikli ısıtma profili en optimum sıcaklığı ve akış hızına hassas ısı kontrolü sayesinde en yüksek güvenliği sağlar.
- Sıvılar, hasta kanülüne ulaşana kadar kuru bir akış içinde aktif olarak ısıtılmış olur. Haricen ön-ısıtması yapılan solüsyonlar daha yüksek akış hızlarında da hastaya kadar sıcak tutulabilir.
- Çeşitli tıbbi ihtiyaçları karşılamak üzere 2 farklı ısıtma profili.
- WP31 / WP32 Profilleri
  - Ameliyathane, yoğun-bakım ve normal servislerde yaklaşık 4 mm. dış çaplı tüm standart infüzyon ve kan setleri için
  - Diyalizde ve hemofiltrasyonda, kan dönüş setlerinin veya diyalizatın ısıtılması amacıyla
  - WP31 / WP32 Profilleri 180 cm ve 240 cm uzunluklarında gelmektedir.
- WP33 / WP34 Profilleri
  - WP31 / WP32 Profiline benzer şekilde, yaklaşık 6-7 mm dış çaplı infüzyon ve kan setlerinin kullanıldığı tüm tıbbi uygulamalar için
  - WP33 / WP34 Profilleri 180 cm ve 240 cm uzunluklarında gelmektedir.
- Şipariş Bilgileri
  - ASTOFLO PLUS ECO Isıtıcı
  - Sipariş no.: AFP300 – Isıtma profili Bağlantı Kablosu 40 cm
  - Sipariş no.: AFP302 – Isıtma profili Bağlantı Kablosu 80 cm

### Gerekli Aksesuarlar : 1 değiştirilebilir profil

- 4-5 mm.dış çapı olan standart setler için profil WP31 / WP32 (mavi)
  - Uzunluk 180 cm Sipariş no.: WP31
  - Uzunluk 240 cm Sipariş no.: WP32
- 6-7 mm.dış çapı olan setler için profil WP33 / WP34 (gri)
  - Uzunluk 180 cm Sipariş no.: WP33
  - Uzunluk 240 cm Sipariş no.: WP34

Yetkili Satıcı



Rev. 0 10/2011  
Teknik Değişiklik Hakkı Saklıdır



MEDICAL ELECTRICAL  
EQUIPMENT  
UL 60601-1 AND  
CAN/CSA C22.2 601.1  
75JA



## STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany  
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757  
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de